



**OFFRE DE SERVICE**  
**CONTRÔLE CST | VALIDATION**  
SÉRÉNITÉ ET SÉCURITÉ PARFAITES.

**GEHRIG**GROUP  
Professional Solutions

# LE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ (CST)

Un contrôle sûr par des experts du GEHRIG GROUP.

Le contrôle de sécurité (CST) est un contrôle obligatoire prescrit par la loi pour des dispositifs médicaux tels que lève-personnes, baignoires de soins ou laveurs désinfecteurs. Il s'agit d'une mesure de mise en évidence des éventuels défauts ainsi que d'évaluation de l'état réel des dispositifs en matière de sécurité.

En principe, il faut réaliser régulièrement un contrôle de sécurité (CST). Le contrôle CST relève de la responsabilité de l'exploitant.


## VOS AVANTAGES

- Détection précoce de lacunes sur les dispositifs et des dangers qui peuvent en résulter pour les patients.
- Respect des obligations de l'exploitant et sécurité juridique au sens de l'art. 20 de l'Ordonnance suisse sur les dispositifs médicaux, l'ODim:

### **ODim Art. 20 Maintenance**

*«Tout professionnel utilisant un dispositif médical veille à ce que sa maintenance ainsi que les tests qui y sont associés soient réalisés conformément aux exigences légales. La maintenance doit obéir aux principes de l'assurance de la qualité, être planifiée au sein de l'établissement et, être effectuée dans des conditions idoines. Elle doit être définie en fonction des instructions de maintenance du responsable de la première mise sur le marché.»*

- Garantie de sécurité pour les patients et les utilisateurs
- Documentation du contrôle de sécurité (CST) de vos dispositifs médicaux




## LA VALIDATION

Un contrôle annuel des procédures de désinfection de vos dispositifs.

La validation de laveurs désinfecteurs s'appuie sur la norme internationale **DIN EN ISO 15883-3**, qui recommande au moins un contrôle par an. La validation relève de la responsabilité de l'exploitant.

## VOS AVANTAGES

- Garantie d'une qualité constante de nettoyage et de désinfection
- Contrôle des procédures de désinfection de vos dispositifs
- Contrôle de l'efficacité
- Rapport de validation des résultats de mesures avec graphique



**NOUS SOMMES LÀ  
POUR VOUS:**

kundendienst@gehriggroup.ch  
0800 22 77 77  
www.gehriggroup.ch

## SIÈGE SOCIAL

Gehrig Group AG  
Bäulerwisenstrasse 1  
CH-8152 Glattbrugg  
T + 41 43 211 56 56  
F + 41 43 211 56 99

## SUCCURSALES

Gehrig Group SA  
Avenue des Baumettes 3  
CH-1020 Renens  
T + 41 21 631 90 60  
F + 41 21 631 90 79

Gehrig Group SA  
Via al Fiume 1  
CH-6929 Gravesano  
T + 41 91 600 16 10  
F + 41 91 600 16 11

info@gehriggroup.ch  
www.gehriggroup.ch

Service client  
0800 22 77 77

Produits de nettoyage  
0800 44 77 77

---

**GEHRIG**

---

**hildebrand**

---

**HOBART**

---

**eloma**

---

**MAGRETTI  
FORNIO**  
The Smart Baking Company

---

**thermoplan**  
Swiss Quality Coffee Equipment

---

**FAEMA**

---

**HORCHER  
MEDICAL  
SYSTEMS**

---

**FSB**

---

**AQUALYT**

---

**GG<sup>+</sup>  
connect**

**GEHRIGGROUP**  
Professional Solutions