

## Aqualyt Wipe Box Premium

### Desinfektionstücher Spenderbox

Boîte distributrice de lingettes désinfectantes

Scatola dispenser di salviette disinfettanti



#### Eigenschaften

Das universell einsetzbare Vliestuchsystem für die professionelle Reinigung und Desinfektion. Geeignet für alle flüssigen Flächendesinfektionsmittel in Konzentration mit einer Einwirkzeit von 1 Stunde oder kürzer (gem. DGHM). Standzeit: 4 Wochen.

#### Anwendung

1. Handschuhe anziehen, Eimer öffnen
2. Vliestuchrolle in gereinigten, desinfizierten, trockenen Eimer einsetzen
3. Desinfektionslösung zugeben
4. Vliestuch durch Deckel führen
5. Chargenetikette beschriften und anbringen

#### Produktvarianten

| Artikel-Nr. | Lieferform |
|-------------|------------|
| 913414      | 1 Stück    |

#### Propriétés

Le système de lingettes en non-tissé universellement applicable pour le nettoyage et la désinfection professionnelle. Convient à tous les désinfectants de surface liquides en concentration avec une durée d'exposition d'une heure ou moins (selon la DGHM). Durée de vie utile: 4 semaines.

#### Application

1. Mettre des gants, ouvrir le seau
2. Placez le rouleau de tissu polaire dans le seau sec, nettoyé et désinfecté
3. Ajouter la solution désinfectante
4. Faites passer le tissu polaire à travers la couverture
5. Marquage et apposition de l'étiquette du lot

#### Variétés de produit

| N° d'art. | Conditionnement |
|-----------|-----------------|
| 913414    | 1 Pièce         |

#### Proprietà

Il sistema di panno in pile universalmente applicabile per la pulizia e la disinfezione professionale. Adatto a tutti i disinfettanti liquidi per superfici in concentrazione con un tempo di esposizione di 1 ora o inferiore (secondo DGHM). Durata di vita: 4 settimane.

#### Applicazione

1. Mettiti i guanti, apri il secchio
2. Mettere il rotolo di panno in un secchio pulito, disinfettato e asciutto
3. Aggiungere soluzione disinfettante
4. Passare il panno in pile attraverso il coperchio
5. Marcatura e applicazione dell'etichetta del lotto

#### Varianti di prodotti

| N. art. | Confezione |
|---------|------------|
| 913414  | 1 Pezzo    |

